

# **Medy Jet**




**Les avantages de la  
technique digitale**



# Programmes standardisés

le corps  
entier

A screenshot of the MedyJet control panel. The top bar is blue and contains the text 'MedyJet', a signal strength icon, a speaker icon, the time '17:20', and an 'ok' button. Below this is a yellow bar with the text 'Programmes 18°C'. The main menu consists of four white rectangular buttons with black borders. The top-left button contains a blue icon of a person. The top-right button contains a blue icon of a person. The bottom-left button contains a blue icon of a person. The bottom-right button contains the text 'Carte'. Below the menu is a red button with a black left-pointing arrow. The bottom-most part of the screen is a grey bar.

	
	<b>Carte</b>
	<b>Spécial</b>





# Programmes standardisés

les parties  
supérieures



MedyJet   17:20 

Programmes 18°C

	
	<b>Carte</b>
	<b>Spécial</b>

# Programmes standardisés

les parties inférieures





MedyJet 17:20

Programmes 18°C


	<b>Carte</b>
	<b>Spécial</b>

# Programmes spéciaux



# Programmes spéciaux

**le secteur  
des épaules**




# Programmes spéciaux



la région  
des hanches




# Fixer les paramètres



# Fixer les paramètres





# Fixer les paramètres





**Choix de la langue**

# Fixer les paramètres




**Durée du massage**

# Fixer les paramètres



**Choix de la température**

# Fixer les paramètres



**Choix de la pression**

# Fixer les paramètres

massage parallèle

massage en sens inverse

massage circulaire


massage léger

en trois largeurs



de l'extérieur vers la colonne

de la colonne vers l'extérieur

## Le mode de massage



# Programmation des cartes à puce



# Programmation des cartes à puce

le nombre de séances



MedyJet 17:19 ok

Programmation de la carte

Quantité 0

Sous programme 1 2 3

Type de massage 0 Sous programme inactif

Début cm 0 fin cm 10

Pression / % 0 0%

Durée min 1

jet pulsé 0/0/0%

Navigation icons: back, folder, save, delete, warning

# Programmation des cartes à puce

le mode du  
massage



MedyJet 17:19 ok

Programmation de la carte

Quantité	Sous programme
◀     ▶ 0 ✓	● 1 ○ 2 ○ 3 ✓
Type de massage	Sous programme inactif
◀     ▶ 0	
Début cm	fin cm
◀     ▶ 0	◀     ▶ 10
Pression / %	Durée min
◀     ▶ 0 0%	◀     ▶ 1
jet pulsé	
◀     ▶ 0 0%	◀     ▶ 0/0/0%

← [Folder] [Save] [Skull] ☹

# Programmation des cartes à puce

MedyJet 17:19 ok

Programmation de la carte

Quantité	Sous programme
◀     ▶ 0 ✓	● 1 ○ 2 ○ 3 ✓
Type de massage	
◀     ▶ 0	Sous programme inactif
Début cm	fin cm
◀     ▶ 0	◀     ▶ 10
Pression / %	Durée min
◀     ▶ 0 0%	◀     ▶ 1
jet pulsé	
◀     ▶ 0 0%	◀     ▶ 0/0/0%

← [Folder] [Save] [Skull] ☹

début de la section



# Programmation des cartes à puce

fin de la section

**MedyJet** 17:19 ok

Programmation de la carte

Quantité: 0 ✓

Sous programme: 1 2 3 ✓

Type de massage: 0 Sous programme inactif

Début cm: [ ] fin cm: 10

Pression / %: 0 0%

Durée min: 1

jet pulsé: 0/0/0%

Navigation icons: back, folder, save, delete, error.

# Programmation des cartes à puce

la durée  
du massage

MedyJet 17:19 ok

Programmation de la carte

Quantité 0 ✓

Sous programme 1 2 3 ✓

Type de massage 0 Sous programme inactif

Début cm 0 fin cm 10

Pression / % 0 0%

Durée min 1

jet pulsé 0/0/0%


Navigation icons: back, folder, save, delete, sad face

# Programmation des cartes à puce

**Pression du  
jet de droite**



**Pression du  
jet de gauche**




**MedyJet** 17:19 ok

Programmation de la carte


Quantité	Sous programme
◀     ▶ 0 ✓	● 1 ○ 2 ○ 3 ✓
Type de massage	Sous programme inactif
◀     ▶ 0	
Début cm	fin cm
◀     ▶ 0	◀     ▶ 10
Pression / %	Durée min
◀     ▶ 0 0%	◀     ▶ 1
◀     ▶ 0 0%	jet pulsé
	◀     ▶ 0/0/0%

Navigation icons: back, folder, save, delete, and a sad face icon.

# Programmation des cartes à puce



# La durée de la massage





stop d'urgence

MedyJet

17:16 ok

Fonctionnement




29'50

Stop


# Pendant le massage

**Augmenter la pression**




# Pendant le massage

Réduire la  
pression



# Pendant le massage



**Massage  
ponctuel**




MedyJet

17:16

Fonctionnement



29'50



**Stop**

# Pendant le massage

**Massage  
sectionnel**



The control panel of the MedyJet device is shown with a yellow border. At the top, a blue status bar displays 'MedyJet', signal strength, volume, '17:16', and 'ok'. Below this, the word 'Fonctionnement' is written. The panel features several buttons: a blue button with a target icon, a white button with a four-leaf clover icon, a blue button with a water spray and an upward arrow, a blue button with left and right arrows, a grey button, a blue button with a water spray and a downward arrow, a white button displaying '29'50', a red button with a left arrow, and a large red button with the word 'Stop' in black. A yellow bar is at the bottom of the panel, and a grey bar is at the very bottom.