



Estética & Mobiliario

# HF 1000

## Alta frecuencia mini portátil. Mango y dos electrodos.

Presentado en un pequeño maletín revestido por una espuma protectora, HF 1000 se transporta fácilmente al ser extremadamente ligero. Dispone de un electrodo de aplicación y existe la posibilidad de incorporar múltiples electrodos opcionales. El interruptor se localiza en el propio mango porta-electrodos y el potenciómetro, situado en la caja de conexión, permite una suave regulación desde el mínimo al máximo. El efecto descongestivo del alta frecuencia lo hace idóneo para todo tipo de tratamientos estéticos faciales, en tratamientos estéticos post-depilación, en todas las pieles irritadas y congestionadas... Gracias a su acción activadora y desinfectante, se recomienda en tratamientos estéticos capilares, impurezas cutáneas y pieles grasas entre muchas otras aplicaciones, y también en pieles átonas, desvitalizadas y como complemento del masaje reafirmante, por su efecto tónico y estimulante. Aplicaciones en tratamientos estéticos capilares, estética facial y corporal.

## Haute fréquence mini portable. Manche et deux électrodes.

HF 1000, extrêmement léger, se présente dans une petite mallette revêtue d'une mousse protectrice, qui facilite son transport. Il dispose d'une électrode d'application mais on peut en incorporer beaucoup d'autres. L'interrupteur se trouve sur le manche porte-électrode. Le potentiomètre est dans la caisse de connexion (il permet de régler l'intensité de la plus faible à la plus forte). L'effet décongestionnant de la haute fréquence rend cet appareil idéal pour tout traitement facial (traitement post-dépilatoire, traitement des peaux irritées et congestionnées). Grâce à son action activatrice et désinfectante, il est recommandé dans les traitements esthétiques capillaires, contre les impuretés et les peaux grasses entre autres. On peut aussi l'utiliser pour traiter les peaux atones, dévitalisées et en complément du massage raffermissant grâce à son effet tonifiant et stimulant. Applications dans les traitements esthétiques capillaires et en esthétique faciale et corporelle.

## Mini portable high frequency. Coil and two electrodes.

Presented in a small case lined with a protective foam, HF 1000 is extremely light and easy to carry. It is fitted with an application electrode but optional electrodes can also be added. The switch is situated in the handle of the electrode holder and the power control, situated in the on-off switch case, allows smooth regulation from the lowest to the highest power. The decongestive effect of high frequency makes it suitable for facial and post-depilatory treatments, on all irritated and congested skins... Thanks to its activating, disinfecting action, it is recommended for capillary aesthetics treatments, impurities and greasy skins, as well as many other uses, including lifeless skin and as a complement to firming massages, due to its toning and stimulating effect. It can be used in capillary, facial and corporal aesthetic treatments.




ref. 5222033

Siempre contigo  
Toujours avec vous  
Always with you

### Alta frecuencia

haute fréquence - high frequency

- Efecto térmico  
effet thermique  
thermic effect
- Efecto vasodilatador periférico  
effet vasodilatateur périphérique  
peripheral vasodilator effect
- Efecto antibacteriano  
effet antibactérien  
antibacterial effect



### ACCESORIOS - Accessoires - Accesories



5111000



5111047



5111014

### FICHA TÉCNICA

#### HF 1000

Alimentación  
220 V AC,  
op. 125 V AC

Consumo  
25 W

Dimensiones  
8.5x33x26 cm

Peso  
1.1 kg



[www.ema.es](http://www.ema.es)  
[ema@ema.es](mailto:ema@ema.es)



ref. 5222034

**Maletín portátil de corriente galvánica y microgalvánica (galvanización y desincrustación).**



Galvanic 1000 es un equipo de corriente continua, que ha sido específicamente modulada para tratamientos faciales y corporales. A través de su práctico maletín y gracias a su reducido espacio y peso, Galvanic 1000 permite ser transportado con facilidad a cualquier lugar. Este equipo permite a la profesional estética realizar tratamientos de penetración de sustancias dermocosméticas ionizables a las capas más profundas de la piel gracias a la repulsión de los iones de igual carga. Adaptando a este equipo accesorios adicionales, se pueden realizar tratamientos de desincrustación facial que son recomendados para las pieles grasas y tratamientos de galvanización que favorecen la circulación sanguínea periférica.

**Mallette portable de courant galvanique et micro-galvanique (galvanisation et désincrustation).**

Galvanic-1000 est un appareil de courant continu qui a été dessiné spécialement pour la performance de traitements faciaux et corporels. Grâce à sa mallette pratique et à ses dimensions et poids réduits, Galvanic-1000 peut être transporté avec de la facilité où que ce soit. Cet appareil permet à l'esthéticienne professionnelle de faire des traitements de pénétration de substances dermocosmétiques ionisables jusqu'aux couches les plus profondes de la peau grâce à la répulsion d'ions d'une même charge. En accouplant des accessoires additionnels à cet appareil, il est possible de faire des traitements faciaux de désincrustation recommandés pour des peaux grasses et des traitements de galvanisation qui favorisent la circulation sanguine périphérique.

**Portable case for galvanic and micro-galvanic currents (galvanisation and deincrustation)**

Thanks to its practical case and its small size and little weight, Galvanic-1000 can be easily transported wherever you go. This device allows the professional beautician to penetrate ionizable dermocosmetic substances to the lower layers of the skin thanks to the repulsion of equally charged ions. By coupling additional accessories to the device, you can perform facial deincrustation treatments, recommended for greasy skins and galvanisation treatments that stimulate the peripheral blood circulation.



Ionización  
ionisation - ionization

Desincrustación  
deincrustation  
de-scaling

Penetración de productos  
pénétration des produits  
penetration products

**Penetración profunda de activos cosméticos a domicilio**  
**Pénétration à profondeur de principes actifs cosmétiques à domicile**  
**Deep penetration of cosmetic active principles at home**

**FICHA TÉCNICA**

**GALVANIC 1000**

**Allimentación**  
220 V AC,  
op. 125 V AC

**Dimensiones**  
14x11x3,5 cm

**Consumo**  
125 W

**Peso**  
0,3 kg

**ACCESORIOS - Accessoires - Accesories**



5112650



5111014

