



## THETA 500

### DESCRIPTIF DU STIMULATEUR

- Stimulateur portable 4 canaux pour les kinésithérapeutes investis en électrothérapie
- Le remplaçant du Theta-Stim
- La possibilité de faire évoluer son stimulateur via la fonction Mi-Ready
- Des programmes avancés tant en Réhabilitation, antidouleur que vasculaire (**75 applications**)

### LES APPLICATIONS

- Le THETA 500 propose de nombreuses applications utilisées quotidiennement en cabinet :
  - **Réhabilitation standard : 15** : Prévention Amyotrophie 1 et 2, Atrophie 1 et 2, Atrophie modulée en Fréquence, Renforcement 1 et 2, Renforcement modulé en fréquence, Hémiplégie, Lésion musculaire, Capillarisation, Stabilisation pelvienne, Rééducation neurologique 1 et 2, Détection de point moteur
  - **Réhabilitation spécifique : 3** : Prothèse de hanche, Syndrome rotulien, Hémiplégie
  - **Antidouleur standard : 11** : Tens 100 Hz, Tens 80 Hz, Tens fréquence modulée, Endorphinique, Décontracturant, Tens modulé en largeur d'impulsion, Burst, Tens Mixte, Douleur musculaire, Douleur articulaire, Douleur squelettique
  - **Vasculaire : 5** : Insuffisance veineuse 1 et 2, Insuffisance artérielle 1 et 2, Capillarisation
  - **Esthétique : 10** (2 niveaux) : Tonification, Raffermissment, Affinement, Galbe, Elasticité
  - **Sport : 22** (2 niveaux) : Potentiation, Endurance, Resistance, Force, Force explosive, Hypertrophie, Récupération, Récupération plus, Gainage, Renforcement lombaire, Décassage
  - **Fitness : 6** (2 niveaux) : Musculation, Définition musculaire, Power
  - **Massage : 3** : Massage tonifiant, Massage relaxant, Massage régénérant

### LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Courant rectangulaire biphasique symétrique 100% compensé
- Intensité maximale : 120 mA réglable en Energy 0-999
- Largeur d'impulsion : 30-400 µs
- Fréquence : 1-150 Hz
- Alimentation batterie rechargeable NiMH, Nickel metal hybride 4,8V, 2000 mAh
- Chargeur de batterie rapide : 2H30
- Garantie 2 ans

### LES FONCTIONS AJOUTEES

- **Mi-Ready** : Le stimulateur est susceptible d'accueillir 2 sensors (option) et proposer les fonctions Mi-Scan, Mi-Range et Mi-Tens
- **Programmation** : NMES ou TENS (10 plages libres)
- **i-bouton** pour une incrémentation simultanée sur les 4 canaux et la vérification des données de traitements (durée temps du programme, temps de contractions, temps de repos, fréquence de contraction)
- **Statistiques** de fin de traitement (nombre de contractions, temps total de contraction, intensité maximale utilisée par canal, moyenne d'intensité utilisée)
- **2+2** : Pour combiner les effets de l'électrothérapie : Canaux 1 et 2 pour le programme sélectionné et canaux 3 et 4 pour le programme associé (Tens modulé, Burst, Endorphinique, atrophie, renforcement)
- **Mode pause**
- **Mode Skip** pour passer d'une phase de traitement à l'autre (Echauffement, travail, récupération)

### LE KIT

1 stimulateur THETA 500	1 sachet d'électrodes Stimtrode 5x9cm
1 manuel d'utilisation	1 sachet d'électrodes Snap 5x5cm
1 guide clinique	1 sachet d'électrodes Snap double entrée 5x10cm
4 câbles fiche banane 2 mm	1 Batterie NiMH
4 câbles snap	1 Clip Ceinture
1 gel CefarCompex 250g	1 Chargeur rapide 2,5H
1 sachet d'électrodes Stimtrode 5x5cm	1 housse tissée
1 stylet point moteur	

### PRIX DE VENIE TTC

- **1099€**